



Stoličky a operační křesla

Správně a pohodlně pracovat znamená
správně a pohodlně sedět...

Vítejte v BRUMABĚ

Myslíme na Vaše zdraví,
jako by to bylo naše vlastní...

Jsme rodinná společnost, která se již více než 40 let specializuje na vývoj a výrobu ergonomických operačních stolů, křesel a stoliček.

Naším cílem je pomocí našich produktů zlepšovat pracovní prostředí a zdraví profesionálů ve zdravotnictví a pacientů po celém světě.

Působíme ve více než 70 zemích.

V BRUMABĚ sázíme také na udržitelnost: všechny produkty jsou vyráběny v našem rodném Bavorsku od roku 1980. Používáme pouze materiály nejvyšší kvality a ty nejspolehlivější technologie známé v současném světě zdravotnictví, abychom našim produktům zajistili dlouhou životnost, po kterou vám budou sloužit.

Přesvědčte se sami a poznejte naše vedoucí postavení v ergonomii, komfortu, spolehlivosti a efektivitě.

BRUMABA – ideální partner pro vaši profesní budoucnost!

MADE IN GERMANY



SINCE 1980



Asistentká
operační stolička
COMFORT



Operační křeslo
BALANCE



Operační křeslo
BALANCE ADVANCE

Operační křesla BRUMABA

Investice nejen do vašeho zdraví


Pro operatéry a další profesionály ve zdravotnictví je ergonomická pracovní pozice vsedě zásadní nejen z hlediska komfortu, ale i z hlediska profesionální výkonnosti. Obzvláště během dlouhých a náročných výkonů má na soustředění vliv správná pracovní ergonomie, která zajistí dostatečnou cirkulaci krve v končetinách, což snižuje svalové napětí a únavu, odstraňuje nepříjemný pocit a pomáhá k vyšší koncentraci na výkon.

Naše operační křesla a stoličky se dokáží flexibilně přizpůsobit individuálním tělesným proporcím každého uživatele a tvoří ideální doplněk k našim operačním stolům. Ergonomický design zajišťuje správnou pozici pro vaše záda a minimalizuje fyzickou zátěž během chirurgických výkonů lékaře i asistenta – investujete tak do svého vlastního zdraví a zdraví svého týmu.

Klíčové vlastnosti:

- Velká a tvarovaná zádová opěrka se silným bederním přitlakem a spoustou dalšího nastavení.
- Precizní trojrozměrně nastavitelné opěrky rukou s dlouhou loketní oporou vyhoví naprosto všem, možnosti nastavení područek jsou prakticky nekonečné.
- Patentovaný ergonomický tvar sedáku zajišťuje pohodlné a správné sezení s optimální oporou stehen.
- Individuálně nastavitelný sklon sedáku zajistí každému dostatečnou cirkulaci krve dolních končetin.
- Nožní ovládání výšky nášlapným diskem zajišťuje volné a sterilní ruce po celou dobu výkonu.

Operačním křeslem si nezajistíte pouze pohodlné sezení, ale také dlouhodobou investici do svého zdraví a profesionální výkonnosti.



Operační křesla **BALANCE**

Dosáhněte perfektní rovnováhy:
tvar, funkčnost a ergonomie

BALANCE F

Klíčové vlastnosti

- Sedák, který se přizpůsobí vašim proporcím a zádová opěrka se silným bederním přitlakem a spoustou dalšího nastavení.
- Vysoké a kvalitní polstrování z viskoelastického materiálu pro pohodlné a zdravé sezení.
- Ergonomicky tvarovaný sedák zajišťuje optimální cirkulaci krve dolních končetin, díky čemuž můžete sedět pohodlně po velmi dlouhou dobu.
- Bezešvé polstrování, čisté linie, ušlechtilá ocel a uzavřená kolečka zajišťují velmi snadné čištění a bezchybnou hygienu.
- Nožní ovládání výšky nášlapným diskem zajišťuje volné a sterilní ruce po celou dobu výkonu.



Nožní brzda
(volitelné)



Nastavení výšky
nožním ovládáním



BALANCE PLUS F

Klíčové vlastnosti navíc
k modelu BALANCE.

- Nastavitelné područky – výškově, dopředu/dozadu, otočné podloketníky doprava/doleva.
- Područky pouze v univerzální černé barvě, která se hodí ke každému křeslu.

BALANCE PLUS F
Číslo produktu S3.10.13.511.0

BALANCE PLUS F&B (s brzdou)
Číslo produktu S3.11.13.511.0



BALANCE SUPREME F

Klíčové vlastnosti navíc
k modelu BALANCE PLUS.

- Područky jsou nastavitelné navíc tak, že se hýbou celá ramena s podloketními částmi dopředu/dozadu.
- Područky ve všech barvách polstrování křesel dle vzorníku (35 barev).

BALANCE SUPREME F
Číslo produktu S3.10.13.521.0

BALANCE SUPREME F & B (s brzdou)
Číslo produktu S3.11.13.521.0

Operační křeslo **BALANCE ADVANCE**

Nejvyšší komfort a ergonomie pro precizní práci

Křeslo jsme vytvořili v úzké spolupráci s mikrochirurgy. Je navrženo tak, aby poskytovalo maximální úroveň komfortu a podpory během chirurgických výkonů. Díky svému ergonomickému designu a nekonečným možnostem nastavení vám toto křeslo umožní pracovat s naprostou přesností a v maximálním pohodlí.



Nožní brzda (volitelné)



Trojrozměrné nastavení područek

Poznejte nepřekonatelnou ergonomii a komfort

- Trojrozměrně nastavitelné područky lze zafixovat v momentě, kdy vám jejich opora připadá ideální. Konstrukce a nastavení područek je tak variabilní, že vyhoví naprosto všem postavám.
- Provedení područek poskytne skvělou oporu vašim ramenním a pažním svalům tak, že se cítíte naprosto uvolněně i během dlouhých zákroků.
- Ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad s patentovaným systémem naklápění a špičkové polstrování z viskoelastického materiálu zajistí správné a zdravé sezení.
- Jednoduché nastavení výšky pomocí nožního disku – vaše ruce jsou vždy během výkonu volné k práci a nehrozí jejich kontaminace jako při ručním nastavení výšky.
- Zpracování celého produktu jej posunuje na úplně jinou úroveň, než nabízejí běžná křesla.
- Křeslo je možné vybavit brzdou, která jej zafixuje k podlaze a zabrání nežádoucím pohybům během operace.

Technická data

Minimální výška	555 mm
Maximální výška	745 mm
Průměr základny	610 mm
Délka sedáku	460 mm
Šířka sedáku	420 mm

Speciální operační křeslo **THRONUS T3**

Úroveň sezení z jiné dimenze

Profesionálové tráví většinu času prací. A práce chirurga je náročná, vyžaduje mnoho hodin, dní a let soustředění. Věříme, že špičkové vybavení pro takovou práci není luxus, ale nutnost. Proto jsme ve spolupráci s chirurgy sestavili THRONUS T3, jehož každý detail byl vyladěn k tomu, aby vám zajistil naprosto výjimečný a ergonomicky dokonalý pracovní komfort.

THRONUS T3 vám poskytne tak komfortní a stabilní pracovní sezení, jak je to jen možné. Můžete se tak plně soustředit na svou práci s maximální přesností a klidem, jaký potřebujete, abyste neudělali chybu. THRONUS T3 je investicí nejen do vašeho profesního nasazení a úspěchu, ale stejně tak i do vašeho zdraví, které potřebujete k tomu, abyste zůstali profesionálem co nejdéle.

Poznejte rozdíl a posadte se na THRONUS T3.



Klíčové vlastnosti

- Plně synchronizované nastavení sedáku a zádové opěrky pro dosažení ideální pracovní pozice.
- Trojrozměrně interaktivně nastavitelné područky pro okamžité, snadné a přesné nastavení.
- Elektromechanicky nastavitelná výška sedáku s možností uložení 2 pozic do paměti aktivované nožním spínačem.
- Maximální důraz na sterilní prostředí pomocí sterilizovatelných krytů a antibakteriálních povrchů.
- Elektrický brzdový systém aktivovaný nožním spínačem, aktivace brzdy indikována LED ukazatelem.
- Ergonomicky tvarovaný sedák a opěrka zad s patentovaným systémem naklápění a špičkové polstrování z viskoelastického materiálu pro správné a zdravé sezení.
- Elektrický pohon pomocí baterie s kapacitou až pro 5 dní nepřetržitého provozu.
- Zpracování celého produktu jej posunuje na úplně jinou úroveň, než nabízejí běžná křesla.

Technická data

Minimální výška	555 mm
Maximální výška	830 mm
Délka sedáku	400 mm
Šířka sedáku	360 mm



Základna s elektronicky nastavitelnými funkcemi

- Ovládání výšky
- Pohyb dopředu/dozadu
- Pohyby stranou
- Brzda

Univerzální stolička pro asistenty **COMFORT**

Všestranný pomocník

Jednoduchá všestranná židle pro asistenční zdravotnický personál. U řady COMFORT je možné tradiční nastavení výšky nožním diskem zaměnit, na vyžádání, za nastavení výšky rukou. Můžeme tak vyhovět všem preferencím asistentů.

Klíčové vlastnosti

- Bezešvé hladké polstrování z viskoelastického materiálu pro pohodlné sezení a snadné čištění pro nejvyšší úroveň hygieny.
- Velká uzavřená antistatická kolečka, která zajišťují rychlý a přesný pohyb stoličky.
- Volitelná brzda pro fixaci stoličky k podlaze.
- Volitelný vyšší píst pro všestranné uzpůsobení výšky.
- Volitelný balanční systém sedáku COMFOT SWING.



Balanční sedák SWING (volitelné)



Nastavení výšky sedáku nohou – ideální pro sterilní práci a volné ruce

Technická data COMFORT F

Minimální výška	540 mm
Maximální výška	735 mm
Průměr základny	610 mm
Průměr sedáku	400 mm
Nastavení výšky	510–710 mm

Modely stoliček COMFORT

COMFORT F Nastavení výšky sedáku nohou Číslo produktu H3.10.11.100.0	COMFORT F/B Nastavení výšky sedáku nohou a brzda Číslo produktu H3.11.11.100.0
COMFORT SWING F Nastavení výšky sedáku nohou a balanční systém sedáku Číslo produktu H3.10.12.100.0	COMFORT SWING F/B Nastavení výšky sedáku nohou, balanční systém sedáku a brzda Číslo produktu H3.11.12.100.0
COMFORT H Nastavení výšky sedáku rukou Číslo produktu H3.10.31.100.0	COMFORT SWING H Nastavení výšky sedáku rukou a balanční systém sedáku Číslo produktu H3.10.32.100.0



Nožní brzda (volitelné)



Nastavení výšky sedáku rukou (na vyžádání)

Stolička pro zubní asistenty **COMFORT ASSIST**

Ideální nástroj pro asistenty ve stomatologii

Praktická stolička nejen pro asistenty ve stomatologii. Zádová oblouková opěrka otočná o 360° kolem dokola poskytuje svému uživateli ergonomickou podporu v mnoha pracovních pozicích a zároveň umožňuje rychlou a přesnou práci.

Klíčové vlastnosti

- Otočná oblouková opěrka o 360° může být nastavena kdekoli po celém obvodu stoličky.
- Opěrka může být umístěna na nosné tyči dle přání – uprostřed, napravo nebo nalevo.
- Nožní ovládání výšky nášlapným diskem zajišťuje volné a sterilní ruce po celou dobu výkonu.

Technická data

Minimální výška	540 mm
Maximální výška	680 mm
Průměr základny	610 mm
Průměr sedáku	400 mm
Nastavení výšky	510–710 mm

COMFORT ASSIST
Číslo produktu H3.10.41.103.0



Nastavení výšky sedáku nohou – ideální pro sterilní práci a volné ruce



Pohodlná opěrka se zvýšeným polstrováním, otočná o 360°

Antistatická kolečka s hladkým chodem a uzavřenou konstrukcí



Ceník křesel a stoliček

BRUMABA

				
	COMFORT H	COMFORT F	COMFORT F&B	COMFORT ASSIST
Číslo produktu	H3.10.31.100.0	H3.10.11.100.0	H3.11.11.100.0	H3.10.41.103.0
Základna kříž [ø mm]	610	610	610	610
Výška [mm]	475–680	540–735	540–735	510–710
Nastavení výšky	ručně (talíř po obvodu)	nohou (nášlapný disk)	nohou (nášlapný disk)	nohou (nášlapný disk)
Brzda			•	
Kulatý sedák [ø mm]	400	400	400	400
Max. zátěž [kg]	120	120	120	120
CENA včetně DPH [Kč]	16 370	19 830	26 820	34 650
COMFORT SWING	COMFORT SWING H	COMFORT SWING F	OMFORT SWING F&B	
Číslo produktu	H3.10.32.100.0	H3.10.12.100.0	H3.11.12.100.0	
Výška [mm]	570–750	500–705	570–750	
CENA včetně DPH [Kč]	18 570	21 720	28 710	

				
	BALANCE F	BALANCE F&B	BALANCE PLUS F	BALANCE PLUS F&B
Číslo produktu	S3.10.13.501.0	S3.11.13.501.0	S3.10.13.511.0	S3.11.13.511.0
Základna kříž [ø mm]	610	610	610	610
Výška [mm]	500–695	500–695	500–695	500–695
Nastavení výšky	nohou (nášlapný disk)	nohou (nášlapný disk)	nohou (nášlapný disk)	nohou (nášlapný disk)
Brzda		•		•
Sedák [délka × šířka mm]	460 × 420	460 × 420	460 × 420	460 × 420
Max. zátěž [kg]	120	120	120	120
CENA včetně DPH [Kč]	36 900	43 890	42 100	49 090

		
	BALANCE SUPREME F	BALANCE SUPREME F&B
Číslo produktu	S3.10.13.521.0	S3.11.13.521.0
Základna kříž [ø mm]	610	610
Výška [mm]	520–715	520–715
Nastavení výšky	nohou (nášlapný disk)	nohou (nášlapný disk)
Brzda		•
Sedák [délka × šířka mm]	460 × 420	460 × 420
Max. zátěž [kg]	120	120
CENA včetně DPH [Kč]	49 800	56 790

		
	BALANCE ADVANCE F	BALANCE ADVANCE F&B
Číslo produktu	S3.10.13.531.0	S3.11.13.531.0
Základna kříž [ø mm]	610	610
Výška [mm]	555–745	555–745
Nastavení výšky	nohou (nášlapný disk)	nohou (nášlapný disk)
Brzda		•
Sedák [délka × šířka mm]	460 × 420	460 × 420
Max. zátěž [kg]	120	120
CENA včetně DPH [Kč]	77 600	84 590
SLIM LINE	BALANCE ADVANCE SLIM F	BALANCE ADVANCE SLIM F&B
Číslo produktu	S3.10.23.641.0	S3.12.23.641.0
Sedák [délka × šířka mm]	400 × 360	400 × 360
Výška [mm]	490–630	490–630
CENA včetně DPH [Kč]	77 600	84 590

	
	THRONUS T3
Číslo produktu	T3.00.00
Základna [délka × šířka mm]	591 × 510
Výška [mm]	555–830
Nastavení výšky	nohou (elektromechanicky)
Brzda	•
Sedák [délka × šířka mm]	400 × 360
Max. zátěž [kg]	130
CENA včetně DPH [Kč]	na vyžádání













Dejte prostor vlastní kreativitě

Vybírejte z 35 barev polstrování

Naše barvy jsou dostupné jak pro operační stoly, tak pro křesla a stoličky. Bezešvé, hladké a na údržbu jednoduché polstrování bude ve zvolené barvě dokonale ladit s vaším operačním sálem nebo zubní ordinací. Stačí si vybrat.



Naskenujte
QR kód
pro další informace

 227 light rose	 231 steel gray	 213 light gray	 230 pastel sand	 220 light saffron orange	 202 bamboo brown	 200 butter white	 201 almond beige
 218 foggy gray	 228 ivory	 229 shadow white	 226 beige-gray	 203 bitter orange	 204 madeira brown	 206 night brown	 223 plain brown
 237 teal dark blue	 211 royal blue	 210 alpine blue	 238 intense purple	 205 rosewood brown	 232 dark gray	 224 dusk gray	 214 black
 234 ice crystal blue	 221 florida turquoise	 235 clear turquoise	 233 ice water green	 207 crimson red	 225 emperor cherry red	 56001 black antistatic	 Antistatické Tento materiál splňuje všechny potřebné normy pro použití na operačním sále.

Odstíny mohou být v závislosti na nastavení vašeho monitoru zkreslené. Doporučujeme vyžádat si fyzický originální vzorník od vašeho prodejce.



BRUMABA GmbH & Co. KG

Bürgermeister-Graf-Ring 17
D-82538 Geretsried, Germany

Phone: +49 (0) 8171 / 2672 - 0

Fax: +49 (0) 8171 / 2672 - 10

Email: info@brumaba.de

www.brumaba.com

MADE IN GERMANY



SINCE 1980

Subject to change without notice.

© BRUMABA GMBH & CO. KG

2025-09-30-CZ

BRUMABA
OPERATING TABLE SYSTEMS