



## DK50 SIMPLE

Pre jednu stomatologickú súpravu  
Do jedného unitu stomatologicznego  
Для одной стоматологической установки



- mobilná skrinka
- przenośna obudowa tłumiąca odgłosy pracy
- передвижной шумопоглощающий шкаф

	DK50 simple
	1
	-
	✓
	50 l.min <sup>-1</sup> /5bar
S1-S3	S1 - 100%
	≤ 53 dB(A)

## DK50-10

Pre jednu stomatologickú súpravu  
Do jedného unitu stomatologicznego  
Для одной стоматологической установки



Príslušenstvo/ Akcesoria/ Принадлежности:

	DK50-10 Z	DK50-10 Z/M	DK50-10 S	DK50-10 S/M
	1	1	1	1
	-	✓	-	✓
	-	-	✓	✓
	75 l.min <sup>-1</sup> /5bar (50Hz) 85 l.min <sup>-1</sup> /5bar (60Hz)	58 l.min <sup>-1</sup> /5bar (50Hz) 68 l.min <sup>-1</sup> /5bar (60Hz)	75 l.min <sup>-1</sup> /5bar (50Hz) 85 l.min <sup>-1</sup> /5bar (60Hz)	58 l.min <sup>-1</sup> /5bar (50Hz) 68 l.min <sup>-1</sup> /5bar (60Hz)
	70 l.min <sup>-1</sup> /6bar (50Hz) 80 l.min <sup>-1</sup> /6bar (60Hz)	60 l.min <sup>-1</sup> /6bar (50Hz) 70 l.min <sup>-1</sup> /6bar (60Hz)	70 l.min <sup>-1</sup> /6bar (50Hz) 80 l.min <sup>-1</sup> /6bar (60Hz)	60 l.min <sup>-1</sup> /6bar (50Hz) 70 l.min <sup>-1</sup> /6bar (60Hz)
	60 l.min <sup>-1</sup> /8bar (50Hz) 70 l.min <sup>-1</sup> /8bar (60Hz)	50 l.min <sup>-1</sup> /8bar (50Hz) 60 l.min <sup>-1</sup> /8bar (60Hz)	60 l.min <sup>-1</sup> /8bar (50Hz) 70 l.min <sup>-1</sup> /8bar (60Hz)	50 l.min <sup>-1</sup> /8bar (50Hz) 60 l.min <sup>-1</sup> /8bar (60Hz)
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 64 dB(A)	≤ 65 dB(A)	≤ 46 dB(A)	≤ 49 dB(A)