



DUO

Kompresor DK50 PLUS s jednou odsávačkou
Sprężarka DK50 PLUS z jednym ssakiem
Компрессор DK50 PLUS с одним вакуумным устройством



DUO 2V

Kompresor DK50 2V s jednou odsávačkou
Sprężarka DK50 2V z jednym ssakiem
Компрессор DK50 2V с одним вакуумным устройством



DUO 2

Kompresor DK50 2V s dvomi odsávačkami
Sprężarka DK50 2V z dwoma ssakami
Компрессор DK50 2V с двумя вакуумными устройствами



- Univerzálne riešenie pre všetky typy stomatologických súprav (s aj bez 24VC).
- Uniwersalne rozwiązanie do wszystkich typów unitów stomatologicznych (z sygnałem 24VC lub bez niego).
- Универсальное решение для всех типов стоматологических установок (с сигналом 24 В пост. тока и без).

Príslušenstvo
Akcesoria
Принадлежности:



	DUO	DUO / M	DUO 2V	DUO 2V/M	DUO 2	DUO 2 / M
	1	1	1 - 2	1 - 2	2	2
DRYER	-	✓	-	✓	-	✓
BOX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(5-7bar)	75 l.min ⁻¹ / 5bar (50Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5bar (60Hz)	58 l.min ⁻¹ / 5bar (50Hz) 68 l.min ⁻¹ / 5bar (60Hz)	140 l.min ⁻¹ / 5bar	108 l.min ⁻¹ / 5bar	140 l.min ⁻¹ / 5bar	108 l.min ⁻¹ / 5bar
(max)	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	1100 l.min ⁻¹	2 x 1100 l.min ⁻¹	2 x 1100 l.min ⁻¹
S1-S3	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
	≤ 47 dB(A) (50Hz) ≤ 50 dB(A) (60Hz)	≤ 47 dB(A) (50Hz) ≤ 50 dB(A) (60Hz)	≤ 54 dB(A)	≤ 55 dB(A)	≤ 54 dB(A)	≤ 55 dB(A)